

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DECLARATION OF CONFORMITY

Zgodna z MDR 2017/745
According to MDR 2017/745

Niniejszym zaświadczam, że firma
I certify, that the company

POLDENT sp. z o.o.
00-194 Warszawa, ul. Dzika 2, Polska
NIP: 524-000-44-48, KRS: 0000112777
REGON: 006716225
Nr rejestracyjny w bazie Eudamed: PL-MF-000005367

POLDENT Co. Ltd.
00-194 Warsaw, Dzika 2 Street, Poland
NIP: 524-000-44-48, KRS: 0000112777
REGON: 006716225
Actor ID/SRN in Eudamed database: PL-MF-000005367

dla kategorii **wyrobów medycznych do stomatologii klasy I (reguła 5)** posiada dokumentację techniczną określoną w Załącznikach II i III MDR 2017/745, a także stosuje system zarządzania zgodnie z normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 13485:2016 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży instrumentów dentystycznych, sprzedaży materiałów dentystycznych oraz świadczenia usług w tym zakresie.

*for the **dental devices class I (rule 5)** has technical documentation set out in Annexes II and III of MDR 2017/745 and applies a management system in line with PN-EN ISO 9001:2015 and PN-EN ISO 13485:2016 standards in design, production and sale of dental instruments, sale of dental materials as well as provision of related training services.*

Dla poniższych wyrobów stosuje się również standardy zgodne z Wykazem Norm Zharmonizowanych firmy Poldent, w tym normy produktowe z serii ISO 3630. Deklarację tę wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta.

The following instruments also comply with List of Harmonised Standards applied in Poldent Co. Ltd., including product standards series ISO 3630. This declaration was issued under the sole responsibility of the manufacturer.

endo★star **Miazgociagi**/endo★star **Barbed Broaches**

Przewidziane zastosowanie: służą do usuwania miazgi z kanału.

Intended use: used for removing pulp tissue.

Produkowane w długości/*Produced in length:* 25 mm

Produkowane w rozmiarach/*Produced in sizes:* 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Pakowane w opakowania po 6 szt./*Packed 6 pcs per box*

Kod/code UMDNS/GMDN: 16411/35784

Kod/code Basic UDI-DI: 5900261BBRB2

Dostępne kody produktu/*Available codes of instruments:*

| ISO | Kod/code |
|-----|--------------------------|
| 0 | EBBR000025 BBBR000025 |
| 1 | EBBR000125 BBBR000125 |
| 2 | EBBR000225 BBBR000225 |
| 3 | EBBR000325 BBBR000325 |
| 4 | EBBR000425 BBBR000425 |
| 5 | EBBR000525 BBBR000525 |
| 6 | EBBR000625 BBBR000625 |

| | |
|-----|--------------------------|
| 1-6 | EBBR010625 BBBR010625 |
|-----|--------------------------|

endo★star **Upychadła do gutaperki**/endo★star **Finger Pluggers**

Przewidziane zastosowanie: przeznaczone do pionowej (wierzchołkowej) kondensacji gutaperki.

Intended use: used for vertical (apical) condensation of gutta percha.

Produkowane w długości/*Produced in length: 25 mm*

Produkowane w rozmiarach/*Produced in sizes: 15, 20, 25, 30, 35, 40*

Pakowane w opakowania po 6 szt./*Packed 6 pcs per box*

Kod/code UMDNS/GMDN: 21097/41876

Kod/code Basic UDI-DI: 5900261PLGDG

Dostępne kody produktu/*Available codes of instruments:*

| ISO | Kod/code |
|-------|--------------------------|
| 15 | EPLG001525 BPLG001525 |
| 20 | EPLG002025 BPLG002025 |
| 25 | EPLG002525 BPLG002525 |
| 30 | EPLG003025 BPLG003025 |
| 35 | EPLG003525 BPLG003525 |
| 40 | EPLG004025 BPLG004025 |
| 15-40 | EPLG154025 BPLG154025 |

endo★star **Upychadła NiTi do gutaperki**/endo★star **NiTi Finger Pluggers**

Przewidziane zastosowanie: przeznaczone do pionowej (wierzchołkowej) kondensacji gutaperki.

Intended use: used for vertical (apical) condensation of gutta percha.

Produkowane w długości/*Produced in length: 25 mm*

Produkowane w rozmiarach/*Produced in sizes: 15, 20, 25, 30, 35, 40*

Pakowane w opakowania po 6 szt./*Packed 6 pcs per box*

Kod/code UMDNS/GMDN: 21097/41876

Kod/code Basic UDI-DI: 5900261PTGE8

Dostępne kody produktu/*Available codes of instruments:*

| ISO | Kod/code |
|-------|--------------------------|
| 15 | EPTG001525 BPTG001525 |
| 20 | EPTG002025 BPTG002025 |
| 25 | EPTG002525 BPTG002525 |
| 30 | EPTG003025 BPTG003025 |
| 35 | EPTG003525 BPTG003525 |
| 40 | EPTG004025 BPTG004025 |
| 15-40 | EPTG154025 BPTG154025 |

endo★star **Rozpychacze do gutaperki**/endo★star **Finger Spreaders**

Przewidziane zastosowanie: przeznaczone są do bocznej kondensacji gutaperki

Intended use: used for lateral condensation of gutta percha

Produkowane w długości/*Produced in length: 25 mm*

Produkowane w rozmiarach/*Produced in sizes: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40*

Pakowane w opakowania po 6 szt./*Packed 6 pcs per box*

Kod/code UMDNS/GMDN: 21098/37678

Kod/code Basic UDI-DI: 5900261SPDE5

Dostępne kody produktu/*Available codes of instruments:*

| ISO | Kod/code |
|------------|--------------------------|
| 10 | ESPD001025 BSPD001025 |
| 15 | ESPD001525 BSPD001525 |
| 20 | ESPD002025 BSPD002025 |
| 25 | ESPD002525 BSPD002525 |
| 30 | ESPD003025 BSPD003025 |
| 35 | ESPD003525 BSPD003525 |
| 40 | ESPD004025 BSPD004025 |
| 15-40 | ESPD154025 BSPD154025 |

endo★star **Rozpychacze NiTi do gutaperki**/endo★star **NiTi Finger Spreaders**

Przewidziane zastosowanie: przeznaczone są do bocznej kondensacji gutaperki

Intended use: used for lateral condensation of gutta percha

Produkowane w długości/*Produced in length: 25 mm*

Produkowane w rozmiarach/*Produced in sizes: 15, 20, 25, 30, 35, 40*

Pakowane w opakowania po 6 szt./*Packed 6 pcs per box*

Kod/code UMDNS/GMDN: 21098/37678

Kod/code Basic UDI-DI: 5900261STDEH

Dostępne kody produktu/*Available codes of instruments:*

| ISO | Kod/code |
|------------|--------------------------|
| 15 | ESTD001525 BSTD001525 |
| 20 | ESTD002025 BSTD002025 |
| 25 | ESTD002525 BSTD002525 |
| 30 | ESTD003025 BSTD003025 |
| 35 | ESTD003525 BSTD003525 |
| 40 | ESTD004025 BSTD004025 |
| 15-40 | ESTD154025 BSTD154025 |

endo★star **Pilniki H**/endo★star **H-files**

Przewidziane zastosowanie: używane do opracowywania kanału zęba

Intended use: used for root canal treatment

Produkowane w długościach/*Produced in lengths:* 21, 25, 28, 31 mm

Produkowane w rozmiarach/*Produced in sizes:* 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140

Pakowane w opakowania po 6 szt./*Packed 6 pcs per box*

Kod/code UMDNS/GMDN: 11160/31878

Kod/code Basic UDI-DI: 5900261HFBHQ

Dostępne kody produktu/*Available codes of instruments:*

| ISO | Kod/code | | | |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| | 21 mm | 25 mm | 28 mm | 31 mm |
| 6 | EHFH000621 | EHFH000625 | EHFH000628 | EHFH000631 |
| | BHFH000621 | BHFH000625 | BHFH000628 | BHFH000631 |
| 8 | EHFH000821 | EHFH000825 | EHFH000828 | EHFH000831 |
| | BHFH000821 | BHFH000825 | BHFH000828 | BHFH000831 |
| 10 | EHFH001021 | EHFH001025 | EHFH001028 | EHFH001031 |
| | BHFH001021 | BHFH001025 | BHFH001028 | BHFH001031 |
| 15 | EHFH001521 | EHFH001525 | EHFH001528 | EHFH001531 |
| | BHFH001521 | BHFH001525 | BHFH001528 | BHFH001531 |
| 20 | EHFH002021 | EHFH002025 | EHFH002028 | EHFH002031 |
| | BHFH002021 | BHFH002025 | BHFH002028 | BHFH002031 |
| 25 | EHFH002521 | EHFH002525 | EHFH002528 | EHFH002531 |
| | BHFH002521 | BHFH002525 | BHFH002528 | BHFH002531 |
| 30 | EHFH003021 | EHFH003025 | EHFH003028 | EHFH003031 |
| | BHFH003021 | BHFH003025 | BHFH003028 | BHFH003031 |
| 35 | EHFH003521 | EHFH003525 | EHFH003528 | EHFH003531 |
| | BHFH003521 | BHFH003525 | BHFH003528 | BHFH003531 |
| 40 | EHFH004021 | EHFH004025 | EHFH004028 | EHFH004031 |
| | BHFH004021 | BHFH004025 | BHFH004028 | BHFH004031 |
| 45 | EHFH004521 | EHFH004525 | EHFH004528 | EHFH004531 |
| | BHFH004521 | BHFH004525 | BHFH004528 | BHFH004531 |
| 50 | EHFH005021 | EHFH005025 | EHFH005028 | EHFH005031 |
| | BHFH005021 | BHFH005025 | BHFH005028 | BHFH005031 |
| 55 | EHFH005521 | EHFH005525 | EHFH005528 | EHFH005531 |
| | BHFH005521 | BHFH005525 | BHFH005528 | BHFH005531 |
| 60 | EHFH006021 | EHFH006025 | EHFH006028 | EHFH006031 |
| | BHFH006021 | BHFH006025 | BHFH006028 | BHFH006031 |
| 70 | EHFH007021 | EHFH007025 | EHFH007028 | EHFH007031 |
| | BHFH007021 | BHFH007025 | BHFH007028 | BHFH007031 |
| 80 | EHFH008021 | EHFH008025 | EHFH008028 | EHFH008031 |
| | BHFH008021 | BHFH008025 | BHFH008028 | BHFH008031 |
| 90 | EHFH009021 | EHFH009025 | EHFH009028 | EHFH009031 |
| | BHFH009021 | BHFH009025 | BHFH009028 | BHFH009031 |
| 100 | EHFH010021 | EHFH010025 | EHFH010028 | EHFH010031 |
| | BHFH010021 | BHFH010025 | BHFH010028 | BHFH010031 |
| 110 | EHFH011021 | EHFH011025 | EHFH011028 | EHFH011031 |
| | BHFH011021 | BHFH011025 | BHFH011028 | BHFH011031 |
| 120 | EHFH012021 | EHFH012025 | EHFH012028 | EHFH012031 |
| | BHFH012021 | BHFH012025 | BHFH012028 | BHFH012031 |
| 130 | EHFH013021 | EHFH013025 | EHFH013028 | EHFH013031 |
| | BHFH013021 | BHFH013025 | BHFH013028 | BHFH013031 |
| 140 | EHFH014021 | EHFH014025 | EHFH014028 | EHFH014031 |
| | BHFH014021 | BHFH014025 | BHFH014028 | BHFH014031 |
| 15-40 | EHFH154021 | EHFH154025 | EHFH154028 | EHFH154031 |
| | BHFH154021 | BHFH154025 | BHFH154028 | BHFH154031 |
| 45-80 | EHFH458021 | EHFH458025 | EHFH458028 | EHFH458031 |
| | BHFH458021 | BHFH458025 | BHFH458028 | BHFH458031 |
| 90-140 | EHFH901421 | EHFH901425 | EHFH901428 | EHFH901431 |
| | BHFH901421 | BHFH901425 | BHFH901428 | BHFH901431 |

endo★star **Pilniki K**/endo★star **K-files**

Przewidziane zastosowanie: używane do opracowywania kanału zęba

Intended use: used for root canal treatment

Produkowane w długościach/*Produced in lengths:* 21, 25, 28, 31, 35 mm

Produkowane w rozmiarach/*Produced in sizes:* 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140

Pakowane w opakowania po 6 szt./*Packed 6 pcs per box*

Kod/code UMDNS/GMDN: 11160/31878

Kod/code Basic UDI-DI: 5900261KFHC7

Dostępne kody produktu/*Available codes of instruments:*

| ISO | Kod/code | | | | |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 21 mm | 25 mm | 28 mm | 31 mm | 35mm |
| 6 | EKFH000621 | EKFH000625 | EKFH000628 | EKFH000631 | EKFH000635 |
| | BKFH000621 | BKFH000625 | BKFH000628 | BKFH000631 | |
| 8 | EKFH000821 | EKFH000825 | EKFH000828 | EKFH000831 | EKFH000835 |
| | BKFH000821 | BKFH000825 | BKFH000828 | BKFH000831 | |
| 10 | EKFH001021 | EKFH001025 | EKFH001028 | EKFH001031 | EKFH001035 |
| | BKFH001021 | BKFH001025 | BKFH001028 | BKFH001031 | |
| 15 | EKFH001521 | EKFH001525 | EKFH001528 | EKFH001531 | EKFH001535 |
| | BKFH001521 | BKFH001525 | BKFH001528 | BKFH001531 | |
| 20 | EKFH002021 | EKFH002025 | EKFH002028 | EKFH002031 | EKFH002035 |
| | BKFH002021 | BKFH002025 | BKFH002028 | BKFH002031 | |
| 25 | EKFH002521 | EKFH002525 | EKFH002528 | EKFH002531 | EKFH002535 |
| | BKFH002521 | BKFH002525 | BKFH002528 | BKFH002531 | |
| 30 | EKFH003021 | EKFH003025 | EKFH003028 | EKFH003031 | EKFH003035 |
| | BKFH003021 | BKFH003025 | BKFH003028 | BKFH003031 | |
| 35 | EKFH003521 | EKFH003525 | EKFH003528 | EKFH003531 | EKFH003535 |
| | BKFH003521 | BKFH003525 | BKFH003528 | BKFH003531 | |
| 40 | EKFH004021 | EKFH004025 | EKFH004028 | EKFH004031 | EKFH004035 |
| | BKFH004021 | BKFH004025 | BKFH004028 | BKFH004031 | |
| 45 | EKFH004521 | EKFH004525 | EKFH004528 | EKFH004531 | EKFH004535 |
| | BKFH004521 | BKFH004525 | BKFH004528 | BKFH004531 | |
| 50 | EKFH005021 | EKFH005025 | EKFH005028 | EKFH005031 | EKFH005035 |
| | BKFH005021 | BKFH005025 | BKFH005028 | BKFH005031 | |
| 55 | EKFH005521 | EKFH005525 | EKFH005528 | EKFH005531 | EKFH005535 |
| | BKFH005521 | BKFH005525 | BKFH005528 | BKFH005531 | |
| 60 | EKFH006021 | EKFH006025 | EKFH006028 | EKFH006031 | EKFH006035 |
| | BKFH006021 | BKFH006025 | BKFH006028 | BKFH006031 | |
| 70 | EKFH007021 | EKFH007025 | EKFH007028 | EKFH007031 | EKFH007035 |
| | BKFH007021 | BKFH007025 | BKFH007028 | BKFH007031 | |
| 80 | EKFH008021 | EKFH008025 | EKFH008028 | EKFH008031 | EKFH008035 |
| | BKFH008021 | BKFH008025 | BKFH008028 | BKFH008031 | |
| 90 | EKFH009021 | EKFH009025 | EKFH009028 | EKFH009031 | - |
| | BKFH009021 | BKFH009025 | BKFH009028 | BKFH009031 | |
| 100 | EKFH010021 | EKFH010025 | EKFH010028 | EKFH010031 | - |
| | BKFH010021 | BKFH010025 | BKFH010028 | BKFH010031 | |
| 110 | EKFH011021 | EKFH011025 | EKFH011028 | EKFH011031 | - |
| | BKFH011021 | BKFH011025 | BKFH011028 | BKFH011031 | |
| 120 | EKFH012021 | EKFH012025 | EKFH012028 | EKFH012031 | - |
| | BKFH012021 | BKFH012025 | BKFH012028 | BKFH012031 | |
| 130 | EKFH013021 | EKFH013025 | EKFH013028 | EKFH013031 | - |
| | BKFH013021 | BKFH013025 | BKFH013028 | BKFH013031 | |
| 140 | EKFH014021 | EKFH014025 | EKFH014028 | EKFH014031 | - |
| | BKFH014021 | BKFH014025 | BKFH014028 | BKFH014031 | |
| 15-40 | EKFH154021 | EKFH154025 | EKFH154028 | EKFH154031 | EKFH154035 |
| | BKFH154021 | BKFH154025 | BKFH154028 | BKFH154031 | |
| 45-80 | EKFH458021 | EKFH458025 | EKFH458028 | EKFH458031 | EKFH458035 |
| | BKFH458021 | BKFH458025 | BKFH458028 | BKFH458031 | |
| 90-140 | EKFH901421 | EKFH901425 | EKFH901428 | EKFH901431 | - |
| | BKFH901421 | BKFH901425 | BKFH901428 | BKFH901431 | |

| | | | | | |
|-------|------------|------------|------------|------------|---|
| 06-10 | EKFH061021 | EKFH061025 | EKFH061028 | EKFH061031 | - |
| 15-25 | EKFH152521 | EKFH152525 | EKFH152528 | EKFH152531 | - |

endo★star **Pilniki S**/endo★star **S-files**

Przewidziane zastosowanie: używane do opracowywania kanału zęba

Intended use: used for root canal treatment

Produkowane w długościach/*Produced in lengths:* 21, 25, 28, 31 mm

Produkowane w rozmiarach/*Produced in sizes:* 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140

Pakowane w opakowania po 6 szt./*Packed 6 pcs per box*

Kod/code UMDNS/GMDN: 11160/31878

Kod/code Basic UDI-DI: 5900261SFHDF

Dostępne kody produktu/*Available codes of instruments:*

| ISO | Kod/code | | | |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| | 21 mm | 25 mm | 28 mm | 31 mm |
| 6 | ESFH000621 | ESFH000625 | ESFH000628 | ESFH000631 |
| | BSFH000621 | BSFH000625 | BSFH000628 | BSFH000631 |
| 8 | ESFH000821 | ESFH000825 | ESFH000828 | ESFH000831 |
| | BSFH000821 | BSFH000825 | BSFH000828 | BSFH000831 |
| 10 | ESFH001021 | ESFH001025 | ESFH001028 | ESFH001031 |
| | BSFH001021 | BSFH001025 | BSFH001028 | BSFH001031 |
| 15 | ESFH001521 | ESFH001525 | ESFH001528 | ESFH001531 |
| | BSFH001521 | BSFH001525 | BSFH001528 | BSFH001531 |
| 20 | ESFH002021 | ESFH002025 | ESFH002028 | ESFH002031 |
| | BSFH002021 | BSFH002025 | BSFH002028 | BSFH002031 |
| 25 | ESFH002521 | ESFH002525 | ESFH002528 | ESFH002531 |
| | BSFH002521 | BSFH002525 | BSFH002528 | BSFH002531 |
| 30 | ESFH003021 | ESFH003025 | ESFH003028 | ESFH003031 |
| | BSFH003021 | BSFH003025 | BSFH003028 | BSFH003031 |
| 35 | ESFH003521 | ESFH003525 | ESFH003528 | ESFH003531 |
| | BSFH003521 | BSFH003525 | BSFH003528 | BSFH003531 |
| 40 | ESFH004021 | ESFH004025 | ESFH004028 | ESFH004031 |
| | BSFH004021 | BSFH004025 | BSFH004028 | BSFH004031 |
| 45 | ESFH004521 | ESFH004525 | ESFH004528 | ESFH004531 |
| | BSFH004521 | BSFH004525 | BSFH004528 | BSFH004531 |
| 50 | ESFH005021 | ESFH005025 | ESFH005028 | ESFH005031 |
| | BSFH005021 | BSFH005025 | BSFH005028 | BSFH005031 |
| 55 | ESFH005521 | ESFH005525 | ESFH005528 | ESFH005531 |
| | BSFH005521 | BSFH005525 | BSFH005528 | BSFH005531 |
| 60 | ESFH006021 | ESFH006025 | ESFH006028 | ESFH006031 |
| | BSFH006021 | BSFH006025 | BSFH006028 | BSFH006031 |
| 70 | ESFH007021 | ESFH007025 | ESFH007028 | ESFH007031 |
| | BSFH007021 | BSFH007025 | BSFH007028 | BSFH007031 |
| 80 | ESFH008021 | ESFH008025 | ESFH008028 | ESFH008031 |
| | BSFH008021 | BSFH008025 | BSFH008028 | BSFH008031 |
| 90 | ESFH009021 | ESFH009025 | ESFH009028 | ESFH009031 |
| | BSFH009021 | BSFH009025 | BSFH009028 | BSFH009031 |
| 100 | ESFH010021 | ESFH010025 | ESFH010028 | ESFH010031 |
| | BSFH010021 | BSFH010025 | BSFH010028 | BSFH010031 |
| 110 | ESFH011021 | ESFH011025 | ESFH011028 | ESFH011031 |
| | BSFH011021 | BSFH011025 | BSFH011028 | BSFH011031 |
| 120 | ESFH012021 | ESFH012025 | ESFH012028 | ESFH012031 |
| | BSFH012021 | BSFH012025 | BSFH012028 | BSFH012031 |
| 130 | ESFH013021 | ESFH013025 | ESFH013028 | ESFH013031 |
| | BSFH013021 | BSFH013025 | BSFH013028 | BSFH013031 |
| 140 | ESFH014021 | ESFH014025 | ESFH014028 | ESFH014031 |
| | BSFH014021 | BSFH014025 | BSFH014028 | BSFH014031 |
| 15-40 | ESFH154021 | ESFH154025 | ESFH154028 | ESFH154031 |
| | BSFH154021 | BSFH154025 | BSFH154028 | BSFH154031 |

| | | | | |
|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 45-80 | ESFH458021 BSFH458021 | ESFH458025 BSFH458025 | ESFH458028 BSFH458028 | ESFH458031 BSFH458031 |
| 90-140 | ESFH901421 BSFH901421 | ESFH901425 BSFH901425 | ESFH901428 BSFH901428 | ESFH901431 BSFH901431 |
| 06-10 | - | ESFH061025 | - | - |
| 10-15 | ESFH101521 | ESFH101525 | - | - |

endo★star **Poszerzacze K**/endo★star **K-reamers**

Przewidziane zastosowanie: używane do poszerzania kanału zęba i usuwania zębiny

Intended use: used to expand root canal and for debris transportation

Produkowane w długościach/*Produced in lengths:* 21, 25, 28, 31 mm

Produkowane w rozmiarach/*Produced in sizes:* 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140

Pakowane w opakowania po 6 szt./*Packed 6 pcs per box*

Kod/code UMDNS/GMDN: 11160/31878

Kod/code Basic UDI-DI: 5900261KRHDB

Dostępne kody produktu/*Available codes of instruments:*

| ISO | Kod/code | | | |
|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 21 mm | 25 mm | 28 mm | 31 mm |
| 6 | EKRH000621 BKRH000621 | EKRH000625 BKRH000625 | EKRH000628 BKRH000628 | EKRH000631 BKRH000631 |
| 8 | EKRH000821 BKRH000821 | EKRH000825 BKRH000825 | EKRH000828 BKRH000828 | EKRH000831 BKRH000831 |
| 10 | EKRH001021 BKRH001021 | EKRH001025 BKRH001025 | EKRH001028 BKRH001028 | EKRH001031 BKRH001031 |
| 15 | EKRH001521 BKRH001521 | EKRH001525 BKRH001525 | EKRH001528 BKRH001528 | EKRH001531 BKRH001531 |
| 20 | EKRH002021 BKRH002021 | EKRH002025 BKRH002025 | EKRH002028 BKRH002028 | EKRH002031 BKRH002031 |
| 25 | EKRH002521 BKRH002521 | EKRH002525 BKRH002525 | EKRH002528 BKRH002528 | EKRH002531 BKRH002531 |
| 30 | EKRH003021 BKRH003021 | EKRH003025 BKRH003025 | EKRH003028 BKRH003028 | EKRH003031 BKRH003031 |
| 35 | EKRH003521 BKRH003521 | EKRH003525 BKRH003525 | EKRH003528 BKRH003528 | EKRH003531 BKRH003531 |
| 40 | EKRH004021 BKRH004021 | EKRH004025 BKRH004025 | EKRH004028 BKRH004028 | EKRH004031 BKRH004031 |
| 45 | EKRH004521 BKRH004521 | EKRH004525 BKRH004525 | EKRH004528 BKRH004528 | EKRH004531 BKRH004531 |
| 50 | EKRH005021 BKRH005021 | EKRH005025 BKRH005025 | EKRH005028 BKRH005028 | EKRH005031 BKRH005031 |
| 55 | EKRH005521 BKRH005521 | EKRH005525 BKRH005525 | EKRH005528 BKRH005528 | EKRH005531 BKRH005531 |
| 60 | EKRH006021 BKRH006021 | EKRH006025 BKRH006025 | EKRH006028 BKRH006028 | EKRH006031 BKRH006031 |
| 70 | EKRH007021 BKRH007021 | EKRH007025 BKRH007025 | EKRH007028 BKRH007028 | EKRH007031 BKRH007031 |
| 80 | EKRH008021 BKRH008021 | EKRH008025 BKRH008025 | EKRH008028 BKRH008028 | EKRH008031 BKRH008031 |
| 15-40 | EKRH154021 BKRH154021 | EKRH154025 BKRH154025 | EKRH154028 BKRH154028 | EKRH154031 BKRH154031 |
| 45-80 | EKRH458021 BKRH458021 | EKRH458025 BKRH458025 | EKRH458028 BKRH458028 | EKRH458031 BKRH458031 |
| 90-140 | EKRH901421 BKRH901421 | EKRH901425 BKRH901425 | EKRH901428 BKRH901428 | EKRH901431 BKRH901431 |

endo★star **Pilniki NiTi H**/endo★star **NiTi H-files**

Przewidziane zastosowanie: używane do opracowywania kanału zęba

Intended use: used for root canal treatment

Produkowane w długościach/*Produced in lengths:* 21, 25, 28, 31 mm

Produkowane w rozmiarach/*Produced in sizes:* 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Pakowane w opakowania po 6 szt./*Packed 6 pcs per box*

Kod/code UMDNS/GMDN: 11160/31878

Kod/code Basic UDI-DI: 5900261NHHCU

Dostępne kody produktu/*Available codes of instruments:*

| ISO | Kod/code | | | |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| | 21 mm | 25 mm | 28 mm | 31 mm |
| 15 | ENHH001521 | ENHH001525 | ENHH001528 | ENHH001531 |
| | BNHH001521 | BNHH001525 | BNHH001528 | BNHH001531 |
| 20 | ENHH002021 | ENHH002025 | ENHH002028 | ENHH002031 |
| | BNHH002021 | BNHH002025 | BNHH002028 | BNHH002031 |
| 25 | ENHH002521 | ENHH002525 | ENHH002528 | ENHH002531 |
| | BNHH002521 | BNHH002525 | BNHH002528 | BNHH002531 |
| 30 | ENHH003021 | ENHH003025 | ENHH003028 | ENHH003031 |
| | BNHH003021 | BNHH003025 | BNHH003028 | BNHH003031 |
| 35 | ENHH003521 | ENHH003525 | ENHH003528 | ENHH003531 |
| | BNHH003521 | BNHH003525 | BNHH003528 | BNHH003531 |
| 40 | ENHH004021 | ENHH004025 | ENHH004028 | ENHH004031 |
| | BNHH004021 | BNHH004025 | BNHH004028 | BNHH004031 |
| 45 | ENHH004521 | ENHH004525 | ENHH004528 | ENHH004531 |
| | BNHH004521 | BNHH004525 | BNHH004528 | BNHH004531 |
| 50 | ENHH005021 | ENHH005025 | ENHH005028 | ENHH005031 |
| | BNHH005021 | BNHH005025 | BNHH005028 | BNHH005031 |
| 55 | ENHH005521 | ENHH005525 | ENHH005528 | ENHH005531 |
| | BNHH005521 | BNHH005525 | BNHH005528 | BNHH005531 |
| 60 | ENHH006021 | ENHH006025 | ENHH006028 | ENHH006031 |
| | BNHH006021 | BNHH006025 | BNHH006028 | BNHH006031 |
| 70 | ENHH007021 | ENHH007025 | ENHH007028 | ENHH007031 |
| | BNHH007021 | BNHH007025 | BNHH007028 | BNHH007031 |
| 80 | ENHH008021 | ENHH008025 | ENHH008028 | ENHH008031 |
| | BNHH008021 | BNHH008025 | BNHH008028 | BNHH008031 |
| 15-40 | ENHH154021 | ENHH154025 | ENHH154028 | ENHH154031 |
| | BNHH154021 | BNHH154025 | BNHH154028 | BNHH154031 |
| 45-80 | ENHH458021 | ENHH458025 | ENHH458028 | ENHH458031 |
| | BNHH458021 | BNHH458025 | BNHH458028 | BNHH458031 |

endo★star **Pilniki NiTi K**/endo★star **NiTi K-files**

Przewidziane zastosowanie: używane do opracowywania kanału zęba

Intended use: used for root canal treatment

Produkowane w długościach/*Produced in lengths:* 21, 25, 28, 31 mm

Produkowane w rozmiarach/*Produced in sizes:* 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Pakowane w opakowania po 6 szt./*Packed 6 pcs per box*

Kod/code UMDNS/GMDN: 11160/31878

Kod/code Basic UDI-DI: 5900261NKHD5

Dostępne kody produktu/*Available codes of instruments:*

| ISO | Kod/code | | | |
|-----|------------|------------|------------|------------|
| | 21 mm | 25 mm | 28 mm | 31 mm |
| 15 | ENKH001521 | ENKH001525 | ENKH001528 | ENKH001531 |
| | BNKH001521 | BNKH001525 | BNKH001528 | BNKH001531 |
| 20 | ENKH002021 | ENKH002025 | ENKH002028 | ENKH002031 |
| | BNKH002021 | BNKH002025 | BNKH002028 | BNKH002031 |
| 25 | ENKH002521 | ENKH002525 | ENKH002528 | ENKH002531 |
| | BNKH002521 | BNKH002525 | BNKH002528 | BNKH002531 |

| | | | | |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30 | ENKH003021 BNKH003021 | ENKH003025 BNKH003025 | ENKH003028 BNKH003028 | ENKH003031 BNKH003031 |
| 35 | ENKH003521 BNKH003521 | ENKH003525 BNKH003525 | ENKH003528 BNKH003528 | ENKH003531 BNKH003531 |
| 40 | ENKH004021 BNKH004021 | ENKH004025 BNKH004025 | ENKH004028 BNKH004028 | ENKH004031 BNKH004031 |
| 45 | ENKH004521 BNKH004521 | ENKH004525 BNKH004525 | ENKH004528 BNKH004528 | ENKH004531 BNKH004531 |
| 50 | ENKH005021 BNKH005021 | ENKH005025 BNKH005025 | ENKH005028 BNKH005028 | ENKH005031 BNKH005031 |
| 55 | ENKH005521 BNKH005521 | ENKH005525 BNKH005525 | ENKH005528 BNKH005528 | ENKH005531 BNKH005531 |
| 60 | ENKH006021 BNKH006021 | ENKH006025 BNKH006025 | ENKH006028 BNKH006028 | ENKH006031 BNKH006031 |
| 70 | ENKH007021 BNKH007021 | ENKH007025 BNKH007025 | ENKH007028 BNKH007028 | ENKH007031 BNKH007031 |
| 80 | ENKH008021 BNKH008021 | ENKH008025 BNKH008025 | ENKH008028 BNKH008028 | ENKH008031 BNKH008031 |
| 15-40 | ENKH154021 BNKH154021 | ENKH154025 BNKH154025 | ENKH154028 BNKH154028 | ENKH154031 BNKH154031 |
| 45-80 | ENKH458021 BNKH458021 | ENKH458025 BNKH458025 | ENKH458028 BNKH458028 | ENKH458031 BNKH458031 |

endo★star **Pilniki NiTi S**/endo★star **NiTi S-files**

Przewidziane zastosowanie: używane do opracowywania kanału zęba

Intended use: used for root canal treatment

Produkowane w długościach/*Produced in lengths*: 21, 25, 28, 31 mm

Produkowane w rozmiarach/*Produced in sizes*: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80

Pakowane w opakowania po 6 szt./*Packed 6 pcs per box*

Kod/code UMDNS/GMDN: 11160/31878

Kod/code Basic UDI-DI: 5900261NFHCN

Dostępne kody produktu/*Available codes of instruments*:

| ISO | Kod/code | | | |
|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 21 mm | 25 mm | 28 mm | 31 mm |
| 10 | ENFH001021 BNFH001021 | ENFH001025 BNFH001025 | ENFH001028 BNFH001028 | ENFH001031 BNFH001031 |
| 15 | ENFH001521 BNFH001521 | ENFH001525 BNFH001525 | ENFH001528 BNFH001528 | ENFH001531 BNFH001531 |
| 20 | ENFH002021 BNFH002021 | ENFH002025 BNFH002025 | ENFH002028 BNFH002028 | ENFH002031 BNFH002031 |
| 25 | ENFH002521 BNFH002521 | ENFH002525 BNFH002525 | ENFH002528 BNFH002528 | ENFH002531 BNFH002531 |
| 30 | ENFH003021 BNFH003021 | ENFH003025 BNFH003025 | ENFH003028 BNFH003028 | ENFH003031 BNFH003031 |
| 35 | ENFH003521 BNFH003521 | ENFH003525 BNFH003525 | ENFH003528 BNFH003528 | ENFH003531 BNFH003531 |
| 40 | ENFH004021 BNFH004021 | ENFH004025 BNFH004025 | ENFH004028 BNFH004028 | ENFH004031 BNFH004031 |
| 45 | ENFH004521 BNFH004521 | ENFH004525 BNFH004525 | ENFH004528 BNFH004528 | ENFH004531 BNFH004531 |
| 50 | ENFH005021 BNFH005021 | ENFH005025 BNFH005025 | ENFH005028 BNFH005028 | ENFH005031 BNFH005031 |
| 55 | ENFH005521 BNFH005521 | ENFH005525 BNFH005525 | ENFH005528 BNFH005528 | ENFH005531 BNFH005531 |
| 60 | ENFH006021 BNFH006021 | ENFH006025 BNFH006025 | ENFH006028 BNFH006028 | ENFH006031 BNFH006031 |
| 70 | ENFH007021 BNFH007021 | ENFH007025 BNFH007025 | ENFH007028 BNFH007028 | ENFH007031 BNFH007031 |

| | | | | |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 80 | ENFH008021 BNFH008021 | ENFH008025 BNFH008025 | ENFH008028 BNFH008028 | ENFH008031 BNFH008031 |
| 15-40 | ENFH154021 BNFH154021 | ENFH154025 BNFH154025 | ENFH154028 BNFH154028 | ENFH154031 BNFH154031 |
| 45-80 | ENFH458021 BNFH458021 | ENFH458025 BNFH458025 | ENFH458028 BNFH458028 | ENFH458031 BNFH458031 |

endo★star **Poszerzacze NiTi K**/endo★star **NiTi K-reamers**

Przewidziane zastosowanie: używane do poszerzania kanału zęba i usuwania zębiny

Intended use: used to expand root canal and for debris transportation

Produkowane w długościach/*Produced in lengths: 21, 25, 28, 31 mm*

Produkowane w rozmiarach/*Produced in sizes: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80*

Pakowane w opakowania po 6 szt./*Packed 6 pcs per box*

Kod/code UMDNS/GMDN: 11160/31878

Kod/code Basic UDI-DI: 5900261NRHDS

Dostępne kody produktu/*Available codes of instruments:*

| ISO | Kod/code | | | |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 21 mm | 25 mm | 28 mm | 31 mm |
| 15 | ENRH001521 BNRH001521 | ENRH001525 BNRH001525 | ENRH001528 BNRH001528 | ENRH001531 BNRH001531 |
| 20 | ENRH002021 BNRH002021 | ENRH002025 BNRH002025 | ENRH002028 BNRH002028 | ENRH002031 BNRH002031 |
| 25 | ENRH002521 BNRH002521 | ENRH002525 BNRH002525 | ENRH002528 BNRH002528 | ENRH002531 BNRH002531 |
| 30 | ENRH003021 BNRH003021 | ENRH003025 BNRH003025 | ENRH003028 BNRH003028 | ENRH003031 BNRH003031 |
| 35 | ENRH003521 BNRH003521 | ENRH003525 BNRH003525 | ENRH003528 BNRH003528 | ENRH003531 BNRH003531 |
| 40 | ENRH004021 BNRH004021 | ENRH004025 BNRH004025 | ENRH004028 BNRH004028 | ENRH004031 BNRH004031 |
| 45 | ENRH004521 BNRH004521 | ENRH004525 BNRH004525 | ENRH004528 BNRH004528 | ENRH004531 BNRH004531 |
| 50 | ENRH005021 BNRH005021 | ENRH005025 BNRH005025 | ENRH005028 BNRH005028 | ENRH005031 BNRH005031 |
| 55 | ENRH005521 BNRH005521 | ENRH005525 BNRH005525 | ENRH005528 BNRH005528 | ENRH005531 BNRH005531 |
| 60 | ENRH006021 BNRH006021 | ENRH006025 BNRH006025 | ENRH006028 BNRH006028 | ENRH006031 BNRH006031 |
| 70 | ENRH007021 BNRH007021 | ENRH007025 BNRH007025 | ENRH007028 BNRH007028 | ENRH007031 BNRH007031 |
| 80 | ENRH008021 BNRH008021 | ENRH008025 BNRH008025 | ENRH008028 BNRH008028 | ENRH008031 BNRH008031 |
| 15-40 | ENRH154021 BNRH154021 | ENRH154025 BNRH154025 | ENRH154028 BNRH154028 | ENRH154031 BNRH154031 |
| 45-80 | ENRH458021 BNRH458021 | ENRH458025 BNRH458025 | ENRH458028 BNRH458028 | ENRH458031 BNRH458031 |

endo★star **Unique S-files**

Przewidziane zastosowanie: używane do opracowywania kanału zęba

Intended use: used for root canal treatment

Produkowane w długości/*Produced in length: 21, 25 mm*

Produkowane w rozmiarach/*Produced in sizes: 12.5, 17.5, 22.5*

Pakowane w opakowania po 6 szt./*Packed 6 pcs per box*

Kod/code UMDNS/GMDN: 11160/31878

Kod/code Basic UDI-DI: 5900261SFHDF

Dostępne kody produktu/Available codes of instruments:

| ISO | Kod/code | |
|-----------|------------|--------------------------|
| | 21 mm | 25 mm |
| 12.5 | EUSF001221 | EUSF001225 BUSF001225 |
| 17.5 | EUSF001721 | EUSF001725 BUSF001725 |
| 22.5 | EUSF002221 | EUSF002225 BUSF002225 |
| 12.5-22.5 | EUSF122221 | EUSF122225 BUSF122225 |

endo★star **Unique K-files**

Przewidziane zastosowanie: używane do opracowywania kanału zęba

Intended use: used for root canal treatment

Produkowane w długości/Produced in length: 21, 25 mm

Produkowane w rozmiarach/Produced in sizes: 12.5, 17.5, 22.5

Pakowane w opakowania po 6 szt./Packed 6 pcs per box

Kod/code UMDNS/GMDN: 11160/31878

Kod/code Basic UDI-DI: 5900261KFHC7

Dostępne kody produktu/Available codes of instruments:

| ISO | Kod/code | |
|-----------|------------|--------------------------|
| | 21 mm | 25 mm |
| 12.5 | EUKF001221 | EUKF001225 BUKF001225 |
| 17.5 | EUKF001721 | EUKF001725 BUKF001725 |
| 22.5 | EUKF002221 | EUKF002225 BUKF002225 |
| 12.5-22.5 | EUKF122221 | EUKF122225 BUKF122225 |

endo★star **Canal Locator**

Przewidziane zastosowanie: używane do poszukiwania, lokalizacji i wstępnej penetracji kanału.

Intended use: used for searching, localizing and penetrating the canal.

Produkowane w długościach/Produced in lengths: 18, 21, 25 mm

Produkowane w rozmiarze/Produced in size: 6, 8, 10

Pakowane w opakowania po 6 szt./Packed 6 pcs per box

Kod/code UMDNS/GMDN: 11160/31878

Kod/code Basic UDI-DI: 5900261CLHBH

Dostępne kody produktu/Available codes of instruments:

| ISO | Kod/code | | |
|------|------------|------------|------------|
| | 18mm | 21 mm | 25 mm |
| 6 | ECLH000618 | ECLH000621 | ECLH000625 |
| | BCLH000618 | BCLH000621 | BCLH000625 |
| 8 | ECLH000818 | ECLH000821 | ECLH000825 |
| | BCLH000818 | BCLH000821 | BCLH000825 |
| 10 | ECLH001018 | ECLH001021 | ECLH001025 |
| | BCLH001018 | BCLH001021 | BCLH001025 |
| 6-10 | ECLH061018 | ECLH061021 | ECLH061025 |
| | BCLH061018 | BCLH061021 | BCLH061025 |

Kornelia Machnikowska-Buczak
Quality Assurance & Regulatory Affairs Manager

Kornelia Machnikowska-Buczak
Kornelia Machnikowska-Buczak
Quality Assurance & Regulatory Affairs Manager

Warszawa, 2021.10.26

z up./under the authority of
Agnieszka Niedźwiedzka
członek zarządu/member of the board

"POLDENT" Sp. z o.o.
00-194 Warszawa, ul. Dzika 2
tel. 22 35 17 650-655, fax 35 17 679
NIP: 524-000-44-48, KRS: 0000112777
REGON: 006716225

CZŁONEK ZARZĄDU
Agnieszka Niedźwiedzka
Agnieszka Niedźwiedzka